



Mouse controlado con el mentón

Descripción

Dispositivo señalador de tipo joystick con las mismas funciones que un Mouse convencional, especialmente pensado para ser usado con el mentón.

Modo de empleo

Se conecta a la entrada USB del ordenador. Moviendo el joystick con el mentón se desplaza el puntero. Los "clicks" izquierdo y derecho se realizan también con el mentón, pulsando sobre los botones del cabezal.

Características

Uso sencillo, similar al joystick a mentón de las sillas de ruedas.

No requiere ningún software adicional y puede utilizarse en cualquier plataforma con entrada USB (Windows, Mac, Linux,...)

Permite trabajar estando tumbado.

El puntero se detiene absolutamente cuando no se toca el joystick.

Medidas reducidas: 55 x 55 x 125 mm.



Preguntas frecuentes



¿Para que usuarios está recomendado el Mouse controlado con el mentón?

Para usuarios que utilizan silla de ruedas a mentón o aquellos que desean un control del ratón que no dependa de ningún software.

¿Es compatible con cualquier soporte?

Sí, es compatible con cualquiera de los brazos de nuestro catálogo porque se sujeta a la bandeja pequeña BJ-611 mediante velcro BJ-681.